

Detekcja swoistych przeciwciał przeciwko *Schistosoma spp.*

w przypadkach schistosomatozy ostrej lub o atypowym przebiegu



- System testowy do wykrywania przeciwciał przeciwko *Schistosoma mansoni* oraz innych gatunków *Schistosoma spp.* (ze względu na wysoką homologię antygenów w obrębie tego rodzaju)
- Idealne uzupełnienie problematycznej i czasochłonnej diagnostyki bezpośredniej, która wymaga kilkukrotnego pobrania próbek w celu zwiększenia szansy na wykrycie jaj w kale lub moczu, ponieważ wydalanie jaj może być nieregularne
- Wysokoczuła diagnostyka schistosomatozy już w trakcie trwania 3-miesięcznej fazy prepatentnej, czyli od momentu zakażenia do czasu wydalania jaj przez chorego
- Potwierdzenie schistosomatozy zarówno we wczesnej, jak i późnej fazie zakażenia (diagnostyka specyficznych przeciwciał w klasie IgM i IgG)

EUROIMMUN Anty-Schistosoma ELISA (IgG, IgM)

Studzienki mikrotitracyjne opłaszczone
wysokooczyszczonymi natywnymi antygenami
Schistosoma

Nr kat.: EI 2300-9601 G
Nr kat.: EI 2300-9601 M



EUROIMMUN Anty-Schistosoma mansoni IIFT (IgG, IgM)

Zastosowanie mrożonych skrawków postaci dorosłej *Schistosoma mansoni* jako substratu

Nr kat.: FI 2300-1005 M
Nr kat.: FI 2300-1005 G

