



EUROIMMUN Polska dystrybutorem firmy Revvity (dawniej Oxford Immunotec)

Firma Revvity (dawniej Oxford Immunotec) od ponad 20 lat specjalizuje się w produkcji testów służących do oceny komórkowej odpowiedzi immunologicznej opartych o technologię **ELISPOT** (ang. *Enzyme-Linked ImmunoSpot Assay*). Testy mają zastosowanie w diagnostyce chorób zakaźnych, takich jak gruźlica. Od czasu rozpoczęcia działalności ponad 20 milionów testów zostało rozpowszechnionych w 50 krajach na całym świecie.

Nr katalogowy	Nazwa	Charakterystyka
TB.300	T-SPOT.TB	Test służący do diagnostyki zakażenia prątkami gruźlicy z grupy <i>Mycobacterium tuberculosis complex</i>
CMV.400	T-SPOT.CMV	Test służący do diagnostyki zakażenia wirusem CMV (<i>Cytomegalovirus</i>)
TTK.610	T-Cell Xtend	Odczynnik stabilizujący próbki krwi do 32 h po pobraniu
TSK.910	T-Cell Select	Zestaw przeznaczony do automatycznej separacji jednojądrzastych komórek krwi obwodowej (PBMC) przy zastosowaniu kulek magnetycznych
AV.200/50; AY.200/500	AIM-V	Pożywka płynna do hodowli komórek
RPMI.500	RPMI 1640	Pożywka płynna do hodowli komórek
PBS.500	PBS	Roztwór soli fizjologicznej zapewniający odpowiednie pH i służący do przemywania komórek
LTK.615	Probówki typu Leucosep	Probówki z porowatą membraną służące do manualnej separacji PBMC
PW.100	Płuczka do płytek	Płuczka służąca do przemywania studzienek płytek mikrotitracyjnych
DCC.100	Fast Read Slides (100 slides)	Jednorazowe komory do manualnego liczenia limfocytów T

Urządzenia i akcesoria firmy Allsheng dostępne w ofercie Revvity (dawniej Oxford Immunotec) służące do automatyzacji testów:

Nr katalogowy	Nazwa	Charakterystyka
AUTOPURE 10B	AUTOPURE 10B	Urządzenie do automatycznej separacji jednojądrzastych komórek krwi obwodowej (PBMC) przy zastosowaniu zestawu T-Cell Select
AS-17050-00-01	AUTOPURE 20B	Urządzenie do automatycznej separacji jednojądrzastych komórek krwi obwodowej (PBMC) przy zastosowaniu zestawu T-Cell Select
AUTOPURETIPCOMB	Tip Comb Pack	Końcówki na magnes
TUBESTRIPS10B/20B	Tube Strip Pack for 10B and 20B	Paski do izolacji komórek
AS6.116.0000160	Tuberack for 10B and 20B	Statyw na paski do izolacji komórek kompatybilny z urządzeniem AUTOPURE 10B and 20B



mgr inż. Izabella Podsiadły

EUROIMMUN Polska

e-mail: i.podsiadly@euroimmun.pl

mobile: +48 451 052 241