



✓ Profile spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Profile **EUROLINE Wziewny i Wziewny pediatryczny** spełniają wymogi **Rozporządzenia Ministra Zdrowia** z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Wziewny	
✓	Leszczyna
✓	Olcha
✓	Brzoza
	Tomka wonna ¹
✓	Kupkówka pospolita ¹ Tymotka łąkowa ¹
✓	Żyto
✓	Bylica
✓	D. pteronyssinus ² D. farinae ²
✓	Pies
✓	Kot
✓	Alternaria alternata
	Koń
	Aspergillus fumigatus
	Cladosporium herbarum
	Penicillium notatum
	Babka lancetowata
	Dąb
	Ambrozja
	CCD
	20 alergenów + CCD

Wziewny pediatryczny	
✓	Leszczyna
✓	Olcha
✓	Brzoza
✓	Tymotka łąkowa
✓	Żyto
✓	Bylica
✓	D. pteronyssinus ² D. farinae ²
✓	Pies
✓	Kot
✓	Alternaria alternata
	Koń
	Aspergillus fumigatus
	Cladosporium herbarum
	Penicillium notatum
	Babka lancetowata
	Świnka morska
	Królik
	Chomik
	Mniszek lekarski
	CCD
	20 alergenów + CCD

✓ – alergeny ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia

¹ w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia ujęte są trawy

² w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia ujęte są roztocze kurzu domowego



Wziewny drzewa

Klon
Olcha
Brzoza
Leszczyna
Buk
Dąb
Jesion
Wierzba
Topola
Sosna

CCD
10 alergenów + CCD
Wziewny trawy i chwasty

Tomka wonna
Kupkówka pospolita
Tymotka łąkowa
Żyto
Ambrozja
Bylica
Babka lancetowata
Komosa
Pokrzywa
Rzepak

CCD
10 alergenów + CCD
Wziewny zwierzęta

Kot
Pies
Koń
Świnka morska
Mysz
Szczur
Królik
Chomik
Mix sierści¹
Mix piór²

CCD
10 alergenów + CCD
Wziewny alergeny domowe

Mix roztoczy³
Mix piór⁴
Karaluch
Odchody gołębie
Penicillium notatum
Cladosporium herbarum
Aspergillus fumigatus
Candida albicans
Alternaria alternata
Trichophyton mentagrophytes

CCD
10 alergenów + CCD
DPA-Dx Pyłki

Brzoza	Brzoza
	rBet v1
	rBet v2
	rBet v4
Tymotka	rBet v6
	Tymotka łąkowa
	rPhl p1
	rPhl p5
	rPhl p7
	rPhl p12

CCD
10 alergenów + CCD
Wziewny 2

Tymotka łąkowa
Żyto
Olcha
Brzoza
Leszczyna
Bylica
Babka lancetowata
D. pteronyssinus
D. farinae
Kot
Pies
Koń
Świnka morska
Królik
Chomik
Mix piór⁵
Penicillium notatum
Cladosporium herbarum
Aspergillus fumigatus
Alternaria alternata

CCD
20 alergenów + CCD
Wziewny 3

Brzoza
Leszczyna
Dąb
Drzewo oliwne
Platan
Jesion
Cyprys
Cynodon palczasty
Kupkówka pospolita
Tymotka łąkowa
Wiechlina łąkowa
Żyto
Pszenica
Lateks
Ambrozja
Bylica
Babka lancetowata
Parietaria
Kot
Pies
Koń
Królik
Aspergillus fumigatus
Candida albicans
Alternaria alternata
Karaluch
D. pteronyssinus
D. farinae
Acarus siro
Blomia tropicalis

CCD
30 alergenów + CCD
¹Mix sierści: krowa, owca, koza

²Mix piór: papużka falista, kanarek, papuga Ara, zeberka timorska

³Mix roztoczy: D. pteronyssinus, D. farinae

⁴Mix piór: kura, gęś, kaczką

⁵Mix piór: papużka falista, kura, kanarek, gęś
