

## Testy laboratoryjne do diagnostyki krztuśca

Nr katalogowy	Nazwa testu	Antygen/Sekwencja	Metoda	Zastosowanie*
EI 2050 G	<b>Anty-PT ELISA (IgG)</b>	Wysokooczyszczona toksyna krztuścowa (PT)	ELISA, klasa IgG	Rekomendowane u młodzieży i dorosłych z kaszlem trwającym $\geq 2-3$ tygodni; rekomendowane w przypadku pojawienia się ognisk epidemicznych
EI 2050 A	<b>Anty-PT ELISA (IgA)</b>	Wysokooczyszczona toksyna krztuścowa (PT)	ELISA, klasa IgA	Zalecane w przypadku wyników niejednoznacznych (anty-PT IgG); parametr dodatkowy
EI 2050 M	<b>Anty-Bordetella pertussis ELISA (IgM)</b>	Inaktywowany lizat <i>Bordetella pertussis</i>	ELISA, klasa IgM	Parametr dodatkowy
EI 2050-9601-3 G	<b>Anty-FHA ELISA (IgG)</b>	Wysokooczyszczona hemaglutynina włókienkowa (FHA)	ELISA, klasa IgG	Parametr dodatkowy
EI 2050-9601-3 A	<b>Anty-FHA ELISA (IgA)</b>		ELISA, klasa IgA	
DN 2050 G	<b>EUROLINE Anty-Bordetella pertussis (IgG)</b>	3 wysokooczyszczone antygeny: toksyna krztuścowa (PT), hemaglutynina włókienkowa (FHA), toksyna cyklazy adenylanowej (ACT)	Immunoblot, klasa IgG	Różnicowanie przeciwciał wytworzonych po infekcji i szczepieniu – ACT nie jest zawarta w szczepionkach bezkomórkowych
DN 2050 A	<b>EUROLINE Anty-Bordetella pertussis (IgA)</b>		Immunoblot, klasa IgA	

\*Opracowano na podstawie:

- Riffelmann M. et al. *Guidance and protocol for the serological diagnosis of human infection with Bordetella pertussis*. ECDC Technical Report, 2012, <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-and-protocol-serological-diagnosis-human-infection-bordetella-pertussis>.
- Guiso N. et al. *What to do and what not to do in serological diagnosis of pertussis: recommendations from EU reference laboratories*. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 30.3 (2011): 307–312, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21069406/>.



## Doradcy Medyczni

mgr **Małgorzata Walerych**

tel. kom. 509 836 090

[m.walerych@euroimmun.pl](mailto:m.walerych@euroimmun.pl)

mgr **Magdalena Chrościcka**

tel. kom. 510 171 461

[m.chroscicka@euroimmun.pl](mailto:m.chroscicka@euroimmun.pl)

dr **Marek Łaszyn**

tel. kom. 501 411 235

[m.laszyn@euroimmun.pl](mailto:m.laszyn@euroimmun.pl)



dr n. farm. **Marta Janik**

tel. kom. 508 399 744

[m.janik@euroimmun.pl](mailto:m.janik@euroimmun.pl)

mgr inż. **Mateusz Miłoś**

tel. kom. 501 411 390

[m.milosz@euroimmun.pl](mailto:m.milosz@euroimmun.pl)

dr n. med. **Paweł Krzemień**

tel. kom. 509 657 480

[p.krzemien@euroimmun.pl](mailto:p.krzemien@euroimmun.pl)

## Zamówienia

e-mail [zamowienia@euroimmun.pl](mailto:zamowienia@euroimmun.pl)

tel. **71 75 66 001**

